

PACIENTE COM INDICAÇÃO DE IOT

PEGAR CAIXA DE IOT COVID-19

Grupo Santa Casa BH
contra o

CORONAVÍRUS



VENTILAÇÃO COM MÁSCARA COM RESERVATÓRIO

EM CASO DE NECESSIDADE DE VENTILAR, USAR AMBU COM FILTRO HEPA

ACIONAR ANESTESIA RAMAL 8149

APÓS 2 TENTATIVAS SEM SUCESSO, UTILIZAR A MÁSCARA LARÍNGEA.

VERIFICAR CORRETA POSIÇÃO DO TUBO COM EXPANSÃO TORÁCICA E AUSCULTA

VIA AÉREA DIFÍCIL

SIM

NÃO

PROCEDER IOT

APÓS IOT CONECTAR DE IMEDIATO NA VM COM FILTRO HEPA

MEDICAÇÃO PARA INTUBAÇÃO

	40-50kg	50-60kg	60-70kg	70-80kg	80-90kg	>90kg
Fentanil 50mcg/ml	3ml	3ml	3ml	3ml	3ml	3ml
Lidocaína 2% s/ vaso	4ml	4,5ml	5ml	6,0ml	7,0ml	7,5ml
Etomidato 2mg/ml	5ml	6ml	7ml	8ml	9ml	10ml
Ketamina 50mg/ml	2,0ml	2,5ml	3,0ml	3,5ml	4ml	4ml
Quelicin + 10 ml ABD > solução final 10mg/ml	5ml	6ml	7ml	8ml	9ml	10ml
Rocurônio 10 mg/ml	6ml	7,0ml	8,5ml	9,5ml	10ml	10ml
Morfina	3ml	3ml	4ml	4ml	4ml	4ml

MEDICAÇÃO PARA SEDAÇÃO - MANUTENÇÃO

1- FENTANIL SF 0,9%	40ML + 160ML	40ML + 160ML
2- DORMONID SF 0,9%	40ML + 160ML	40ML + 160ML
3- FENTANIL DORMONID SF 0,9%	40ML + 120ML	40ML + 120ML
4- MORFINA SF 0,9%	10AMP + 90ML	10AMP + 90ML

INICIAR 5ML/H

1ª ESCOLHA: FENTANIL + ETOMIDATO + ROCURÔNIO

2ª ESCOLHA: LIDOCAÍNA + KETAMINA + ROCURÔNIO

OEDEM DE PARAMENTAÇÃO



OEDEM DE DESPARAMENTAÇÃO

